

00000002

Bag 3041

Target 30/4.02

J. f. Farben - Leuna

Analytisches Laboratorium
Me 24a

Leuna Werke, den 13.9.1943

3041 - 1

30/4.02

100000000

Laboratoriumsmittelung

Nr. 159 XIV / 1943

Verfasser Eckhardt/Leinert

Titel Bestimmung von Methanol in wässrigen Lösungen
von Fettalkoholsulfaten.

Expl. Nr. 2

Ammoniakwerk Hörnsburg G.m.b.H.
Analytisches Laboratorium
Nr. 242

Leuna, am 13.9.1943

10000002

Bestimmung von Methanol in wässrigen Lösungen von
Fettalkoholsulfaten.

Zusammenfassung:

Zur Bestimmung von Methanol in Fettalkoholsulfatpräparaten werden zwei Methoden beschrieben. -

Die unbedingt sicher wird die Nitritmethode von Fischer und Schmidt gefunden, wenn sie in einer verbesserten Apparatur ausgeführt wird und das lästige Schäumen der Fettalkoholsulfate durch Zusatz von Bariumacetat unterdrückt wird. - Das Methanol wird dabei mittels salpetriger Säure in Kaliumnitrit übergeführt und dieses iodometrisch bestimmt.

Außerdem wird als schnelle und jodmetrische Betriebsmethode die Oxydation des Methanols mit Permanganat in alkalischer Lösung nach Stamm beschrieben. - Die Rückfiltration mit Borat ist dabei aber nicht zu empfehlen, sondern der Filtration mit Salzsäure der Vorzug zu geben. Ein sinkend konstanter Blindwert der Fettalkoholsulfatlösungen wird berücksichtigt.

Kontrollen:

- | | |
|------|------------------------|
| 1 | Mr. Mr. Herold |
| 2 | Mr. Steykal |
| 3 | Dr. Aslinger |
| 4 | Dr. Wenzel |
| 5 | Dr. Berg/Dr. Gemassner |
| 6 | A.R.S. |
| 7-8 | Verfasser |
| 9-10 | Rez. FVG. |

Bestimmung von Methanol in wässrigen Lösungen von
Fettalkoholsulfaten.

Die bei der Oxydations synthese anfallenden langkettigen Alkohole werden grösstenteils als Fettalkoholsulfate im Waschmittel sektor eingesetzt. Da bei der Synthese ein breites Siedeband von Kohlenwasserstoffen mit nur etwa 30 % Olefingehalt zur Anwendung gelangt, ist es nicht möglich, das Reaktionsprodukt durch Destillation in seinen Alkohol- und Kohlenwasserstoffanteil zu zerlegen. Es wird daher das rohe Oxydationsprodukt, das nur etwa 30 % Alkohole enthält, mit Chlorsulfinsäure verestert, anschließend mit Natronlauge neutralisiert und das Reaktionsprodukt im 40-50 %igen wässrigen Methanol aufgenommen. Dabei scheidet sich die Hauptmenge Kohlenwasserstoff unlöslich ab und der Rest kann mit Benzin extrahiert werden.

Aus der so von Kohlenwasserstoffen befreiten Fettalkoholsulfatlösung wird die Hauptmenge Methanol abdestilliert und die dabei anfallende 30-50 %ige Fettalkoholsulfatpaste nach Zugabe von Fullmitteln auf den Salzentrockner zur Trockne eingedampft. - Es ist erforderlich, vor der letzten Trocknung den Methanolgehalt der Fettalkoholsulfatpaste zu kontrollieren, um grössere Methanolverluste bei dem Trocknungsprozess vermeiden zu können.

Zur Bestimmung des Methanolgehalts in einer wässrigen Lösung, die noch andere organische Bestandteile enthalten kann, schien uns vor allen die Nitrit-Methode von W.M. BISCHOFF und A. SCHMIDT¹⁾ brauchbar. - Diese Methode beruht darauf, dass Methanol in einer wässrigen Lösung von salpetriger Säure schon bei Zimmertemperatur Methylnitrit bildet, das als wasserunlösliches Gas (Kp. -12°) im CO₂-strom aus der Lösung ausgetrieben und in einer Vorlage mit Salzsäure und Kaliumjodat versetzt wird. Das dabei ausgeschiedene Jod wird mit Thiosulfat titriert.

Wir haben uns einige Fettalkoholsulfatlösungen mit bekanntem Methanolgehalt hergestellt und versucht, die Methode darauf anzuwenden. Dabei störte vor allem das starke Volumen der Lösungen, das aber durch Zugabe von Bariumchlorid zu beseitigen war.

Während einige Testmessungen durchaus zufriedenstellende Werte ergaben (s. Tabelle 1), wurden dann bei Destillationsrückständen aus dem Betrieb zunächst unwahrscheinlich hohe Werte erhalten.

1) Ber. d. d. chem. Ges. 57 (1924), 694.

Tabelle 1.

100000004

		CH ₃ O ₂ ber.	CH ₃ O ₂ ref.
Mischung 1	20 g Fettalkoholsulfat (fest) + 5 ccm Methanol auf 250 ccm aufgefüllt mit H ₂ O	1,58 %	1,45 % 1,62 % 1,62 %
Mischung 2	20 g Fettalkoholsulfat (fest) + 14,5 ccm Methanol aufgefüllt auf 250 ccm.	3,95 %	3,80 % 4,48 %
Sulfierung 67	Destillationsrückstand		26,7 % 27,4 % 27,7 % 30,4 %
Sulfierung 89	Rückstand		33 %

Es ist möglich, dass dieses Versagen der Methode aus appartei-
tiven Gründen erfolgt ist, da schon Endz¹⁾ 1934 darauf hincleist,
dass die Apparatur von Flecher und Schmitz noch Fehlerquellen bezügl.
Strömungsgeschwindigkeit des CO₂, Form der Absorptionsgefässe, Reak-
tionsdauer usw. in sich trage.

In unserer Abteilung wird die Nitromethode zur Bestimmung
von Methanol (das beim Einwirken von HNO₂ auf Dimethylamin erhalten
wird), schon seit längerer Zeit mit einer wesentlich vervollkommeneten
Apparatur ausgeführt²⁾. Es werden daher die Versuche mit dieser ver-
besserten Apparatur wiederholt. - Außerdem wurde zur Verminderung
des Schäumens das Fettalkoholsulfat nicht mit Bariumchlorid, sondern
mit Bariumacetat in eissiger Lsgung ausgefällt und die Mischung
in einem kleinen Messkolben aufgefüllt. Daraus wurde ein aliquoter
Teil herauspipettiert und in die Apparatur zur Reaktion mit Natrium-
nitrit-Essigsäure gebracht. - Da die Fällung mit Bariumacetat das
lastige Schäumen nicht immer reetlos unterdrückt, wurde unter bestim-
mten Umständen auch so verfahren, dass die Fettalkoholsulfatpaste im
Schulerankolben unter Zugabe von Bariumacetat zur Fraktion einge-
dampft und das Destillat zur eigentlichen Methanolbestimmung verwandt
wurde.

Nach dieser verbesserten Arbeitsweise wurden sowohl bei Mi-
schungen mit bekanntem Methanolgehalt als auch Betriebsproben zu-
friedenstellende Werte erhalten. (s. Tabelle 2).

1) Endz, Z.f.angew.Chem. 1934, 227

2) Labor-Ber. Nr. 74/453 v. 31.1.1936 "Bestimmung
von Ammoniak in hochproz. Dimethylamin."

Tabelle 2.


		Methanol	
		bér.	gef.
Mischung 3	Lösung von 10 % Fettalkoholsulfat mit 5 Vol-% CH ₃ OH	5,95	5,95
Mischung 4	Lösung von 10 % Fettalkoholsulfat mit 1 Vol-% CH ₃ OH	0,8%	0,77
Mischung 5	Lösung von 40 % Fettalkoholsulfat mit 15 Vol-% CH ₃ OH	7,55	7,20
Mischung 6	Lösung von 40 % Fettalkoholsulfat mit 3 Vol-% CH ₃ OH	2,30	2,00
Sulfierung 67			14,12
Sulfierung 89	Rückstand,		
Reaktionszeit:	(69 ¹⁾)	65	4,24
Versuch 3 (Bindaupfung)			24

Es erschien jedoch erwünscht, neben der Nitrit-Methode, die immerhin einen gewissen apparativen und zeitlichen Aufwand erfordert und zudem noch verbraucht, für die Dauer des Betriebes noch eine einfache und schneller durchführbare Methode zur Verfügung zu haben, auch wenn diese evtl. nicht den Grad der Genauigkeit, wie die Nitrit-Methode, erreichen sollte.

Diesen Forderungen schien die Titration mit Permanganat in alkalischen Medium nach Stamm²⁾ zu genügen.

Die Methode beruht darauf, dass Alkohole, Aldehyde, Ketone und Amine von Permanganat in alkalischer Lösung leicht zu Karbonat und Wasser oxydiert werden, während COOH-Gruppen, SO₃H-Gruppen, Äther, Halogenalkyle usw. nicht angegriffen werden.

Von den beiden in alkalischer Lösung möglichen Teilreaktionen des Permanganats



wird nur die erste, rasch verlaufende Stufe, die zum Manganzat führt, für die Titration nutz-

1) Durch Hydroxylzahl bestimmt.
2) Z. f. angew. Chem. 1934, 791.

bar gemacht, indem durch einen ctets vorhandenen örtlichen Überschuss von Permanganat verhindert wird, dass die Manganatstufe unterschritten wird.

Die Oxydation ist bei 40° sicher nach 10 Minuten beendet.

Von einem Molkuli CH_3OH werden dabei 6 Äquivalente O verbraucht.

Die Rücktitration kann in alkalischer Lösung mit Formiat erfolgen, wobei durch Zugabe von Bariumchlorid alles Mangant als BaMnO_4 vorher ausgefällt und so der Angriff des Formiats entzogen wird. Oder es wird in saurer Lösung mit Oxalsäure zurücktitriert, wobei aber mit der Differenz zweier grosser Zahlen (aus Haupt- und Blindversuch) zu rechnen ist, da auch das bei der Methanoloxydation gebildete 5-wertige Mangan in saurer Lösung weiter zum 2-wertigen Mangan reduziert wird.

Es wurde zunächst an Mischungen mit bekanntem Methanolgehalt die Rücktitration mit Formiat ausgeprüft (s. Tabelle 3). Da auch Fettalkoholsulfatlösungen allein einen merkblichen KMnO_4 -Verbrauch zeigen, wurde versucht, vor Zugabe des Permanganats das Sulfonat mit Bariumchlorid abzutrennen. Das erwies sich jedoch nicht als notwendig, da bei Gegenwart von Methanol der Angriff des Permanganats auf das Sulfonat anscheinend stark zurücktritt. Wir haben dann aber die Formiattitration wieder verlassen, da sie einige ernstere Nachteile aufweist.

- 1.) Verläuft sie gegen Ende ausserordentlich langsam, obwohl Schwermetallsalze, wie z.B. NiSO_4 als Katalysator zugesetzt werden. Durch diese Verzögerung werden häufig Differenzen zwischen den Werten verschiedener Bearbeiter hervorgerufen;
- 2.) Züge der Titration des Formiats stellen Schwankungen, auch bei Aufbewahrung unter Stickstoff. z.B. wurden im Blindversuch für 30 cm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ in KMnO_4 -Lösung am Vormittag 28 ccm, am Nachmittag aber 53 ccm Na-formiat verbraucht.

Gegen die saure Rücktitration bestanden zunächst die Bedenken des Hauptversuch und Blindversuch beides grosse Zahlen darstellen und eine Differenz nur ungezogen zu ermitteln sei. Die Prüfung ergab jedoch, dass die saure Rücktitration wesentlich besser auszuführen ist und auch konstantere Ergebnisse liefert als die Formiat-Titration.

Die Werte stimmen mit der nach der Nitritmethode gefundenen Ergebnissen überein. (s. Tabelle 4 und 5).

Tabelle 3. 100000002

Methanolbestimmung durch Oxydation mit Kaliumpermanganat in alkalischer Lösung.

Rücktitration mit Formiat.

Mischung	Age-wendt ccm	Verbr. NaOOC ccm	Faktor	Methanol gef.	Bemerkungen
Lösung von 1 % Fettalkoholsulfat + 2 % Methanol	0,5	16,2	0,885	1,92	Ohne Zusatz von BaCl ₂
		16,1		1,92	
		16,1	0,925	2,00	
		15,9		2,00	
Lösung von 1 % Fettalkoholsulfat + 1 % Methanol	1,0	15,1 15,5 15,9 16,9	0,938	1,01 1,04 1,04 1,13	Mit Zusatz von BaCl ₂ Ohne Zusatz von BaCl ₂
Lösung von 1 % Fettalkoholsulfat + 0,5 % Methanol	2,0	18,7 15,1 15,4 15,4 15,8	0,938	0,63 0,51 0,52 0,55 0,53	Mit Zusatz von BaCl ₂ Ohne Zusatz von BaCl ₂
Lösung von 1 % Fettalkoholsulfat + 0,1 % Methanol	20	18,9	0,927	0,11	Ohne Zusatz von BaCl ₂
	5	19,0 9,6 9,6		0,11 0,12 0,12	

Über die Ergebnisse nach Rücktitration mit Oxalsäure vgl. Tab. 4 (Seite 7)

Tabelle 5.

Vergleich zwischen Nitrit- und Permanganatmethode zur Bestimmung von Methanol in Fettalkoholsulfatlösungen.

Probe	Metatholisches Theoret. %	Metatholisches Permanganat- methode gef. %		Nitrit- methode gef. %	
		Nitrit- methode gef. %	Nitrit- methode gef. %	Nitrit- methode gef. %	Nitrit- methode gef. %
Lösung von 40 % Fettalkoholsulfat + 10 Vol.-% Methanol	13,3	17,20	17,20	17,32	17,32
Lösung von 40 % Fettalkoholsulfat + 3 Vol.-% Methanol	23,30	2,03	2,03	2,32	2,32
Sulfierung 67	-	34,12	34,12	33,6	33,6
Sulfierung 89	-	4,26	4,26	5,0	5,0
Destillationsrückst. Destillat	691)	65	65	69	69
Versuch aus Nr. 244 3. Eindampfung	-	2,24	2,24	2,42	2,42

1) Durch Hydroxylzahl bestimmt.

Methanolbestimmung in Fettlösungen durch Permeationsmethode
mit 2101 in 21021. Lösung.

Rückreaktion mit Chlorsäure.

Anwendete Stärk - Lösung	Aufschluss/ 5 Lösung/ 100 cm ³		Anwendungsmenge der Aufschluss/ cm ³		Verbr. Anzug Zwischenzeit min	Blitz 3. 1/10 gez. %	Methanolgehalt der Lösung % gez.
	a 20	E 2	10	20			
1. 1) 40 g Fettkoholsulfat + 10 g CH ₃ CO ₂ H auf 100 cm ³ H ₂ O	1,44	1,44	10	0,144	23	0,990	7,55
			5	0,072	13	0,990	7,35
			10	0,144	21	0,990	7,02
			20	0,288	15	0,990	6,70
			30	0,432	12	0,990	6,37
			40	0,576	10	0,990	6,04
			50	0,720	8	0,990	5,71
			60	0,864	6	0,990	5,38
			70	1,008	4	0,990	5,05
			80	1,152	3	0,990	4,72
			90	1,296	2	0,990	4,39
			100	1,440	1	0,990	4,06
2. 1) 40 g Fettkoholsulfat + 3 cm ³ CH ₃ CO ₂ H auf 100 cm ³ H ₂ O	1,035	1,035	10	0,104	20	0,990	13,40
			20	0,208	10	0,990	13,92
			30	0,312	10	0,990	14,05
			40	0,416	10	0,990	14,07
			50	0,520	10	0,990	14,07
			60	0,624	10	0,990	14,07
			70	0,728	10	0,990	14,07
			80	0,832	10	0,990	14,07
			90	0,936	10	0,990	14,07
			100	1,040	10	0,990	14,07
3. 1) Sulfierung 67	-	-	-	-	-	-	-
	1,296	5	0,065	0,071	21,1	0,990	13,05
					20,3	0,990	13,05
					19,5	0,990	13,05
					18,7	0,990	13,05
4. 1) Sulfierung 67	-	-	-	-	-	-	-
	1,296	20	0,216	0,236	13,6	0,990	13,05
					12,8	0,990	13,05
					12,0	0,990	13,05
5. 1) Sulfierung 526	-	-	-	-	-	-	-
	1,303	0,793	0,10	0,076	7,7	0,990	2,35
					6,9	0,990	2,35
					6,1	0,990	2,35

100000000

Somit stehen also für die Methanolbestimmung in FAS-Lösungen zwei Methoden zur Verfügung. - Unter der Voraussetzung, dass die Lösungen keine anderen oxydierbaren Beimengungen enthalten, wird die schnell ausführbare Permanganatmethode für die Belange des Betriebes genügen; während für zweifelhafte Fälle die sichere Nitritmethode als Kontrolle dienen kann.

Ausschliessend geben wir den Wortlaut der Arbeitsvorschriften.

A) Methanolbestimmung in FAS-Lösungen durch Permanganat- Rücktitration

a) Allgemeine Arbeitsweise.

Die verdünnte Lösung des Fettsälsulfats wird zu einer abgeschossenen Menge (30 ccm) alkalischer 0,1 molarer Kaliumpermanganatlösung gegeben, wodurch die Einwage so zu bemessen ist, dass nur etwa 10% der Kaliumpermanganatbildung verbraucht werden. Die Mischung wird dann 7-10 min. auf 40° erwärmt. Höhere Temperaturen sind wegen der Gefahr der Selbstzersetzung des MnO_4^- zu vermeiden.

Ausschliessend wird die Lösung mit 30 ccm 0,5 normaler Oxalsäure und einem Überschuss Schwefelsäure versetzt. Der dabei resultierende Oxalsäureüberschuss wird mit 0,02-molarer Permanganatlösung wieder zurücktitriert.

Vorher wird ein "Leerversuch" mit 30 ccm 0,1 n KMnO_4^- - und mit 30 ccm 0,5 n Oxalsäure allein in gleicher Weise durchgeführt und der dafür ermittelte Verbrauch von 0,02 molarer KMnO_4^- -Lösung vom Hauptversuch abgezogen.

Außerdem ist es notwendig, einen Blindwert abzuziehen, da die FAS-Lösungen immer einen gewissen Eigenverbrauch an Permanganat aufweisen. Für die Belange des Betriebes genügt es im allgemeinen, diesen konstant zu etwa 2 ccm 0,02 n Permanganatlösung anzunehmen.

Sollte es notwendig sein, den Blindwert exakt zu bestimmen, so darf dieses nicht mit Fettsälsulfat allein, sondern nur nach Zusatz einer bekannten Menge Methanol als Testsubstanz geschehen, da der Blindwert sonst wesentlich zu gross gefunden wird.

Zur Erklärung des Vorgangs ist noch folgendes anzuführen:
Bei der Methanoloxydation in alkalischer Lösung mit Permanganat wird dieses unter den gewählten Arbeitsbedingungen nur bis zur 6-Wertigen Manganatstufe reduziert. Bei der Rücktitration mit Oxalsäure in saurer Lösung wird aber auch das 6-Wertige Mangan bis zur

Mangan(II)-Stufe umgewandelt. Das heisst also praktisch: Werden die 30 ccm 0,1 n Permanganat in alkalischer Lösung quantitativ durch das Methanol bis zum Manganat reduziert, so verbraucht dieses noch dem Ansäuern mit H_2SO_4 noch $\frac{4}{5} \cdot 30 = 24$ ccm 0,5 n Oxalsäure. Es ist aber notwendig, die Einwaage so zu bemessen, dass nur etwa 50 % des Permanganats in alkali. Lösung durch das Methanol verbraucht werden (da sonst Gefahr besteht, dass schon hierbei die Mn-VI-Stufe unterschritten wird.) So werden also von den verbleibenden Manganat/Per-
manganat/Gemisch rund 22 ccm der vorgelegten 30 ccm 0,5 n Oxalsäure oxydiert. Bildet man nun die Differenz des Haupt- und Reckversuch, so werden daher nur noch $30 - 22 = 8$ ccm 0,5 n Oxalsäure enthalten, die dem durch das Methanol heruntergeführten Permanganatverbrauch entsprechen. Zur Erreichung einer genauen Genauigkeit wird die Recktitration dieses Oxalsäureüberschusses daher nicht mit 2 ml L. sondern mit 0,02 l = 0,1 l Permanganatlösung vorgenommen, was bei jetzt also bei richtig bemessener Einwaage etwa 10 ccm verbraucht werden sollen. Es ist erforderlich, dass vor dieser Lösung der grauen Filter zu kernen. Von den zuerst abgewogenen 0,1 l betr. 0,5 n Lösungen ist es lediglich notwendig, immer die genau gleiche Menge abzumessen, da sich hierbei jeder Tropfen auf die Titration verhältnismässig auswirkt. Zur Berechnung muss man wissen, dass 1 mol Methanol = Äquivalente 0 verbraucht, damit entspricht bei der Titration

$$1 \text{ ccm } 0,1 \text{ n KMnO}_4 = \frac{1}{5} \text{ ccm } 0,5 \text{ n Methanol.}$$

b) benötigte Lösungen:

- 1) 0,1 n (= 0,5 n) Permanganatlösung
- 2) 0,1 n (= 0,5 n) Permanganatlösung, enthaltend 3,161 g MnO₂/l, eingestellt gegen 0,1 n Oxalsäure (Lösung 4).
- 3) Oxalsäure etwas stärker als 0,5 n, enthaltend etwa 34,8 g H₂C₂O₄ · 2 H₂O
- 4) 0,1 n NaOH-Lösung (3,221 eingestellt)
- 5) Natronlauge (50 g reines Natriumhydroxid in 100 ccm H₂O)
- 6) Salzsäure 50 %
- 7) Manganatlinie 50 g MnO₂ + 1 g K₂O/L.

c) AUSFÜHRUNG DER BESTIMMUNG:

Von der Petrischalehalbdurchsicht wird etwa 1 g im Messkolben eingewogen und auf 100 ccm mit Wasser aufgefüllt. Von der Auffüllung werden 5 - 10 ccm zu einer in einem Erlenmeyerkolben befindlichen Mischung von genau 30,0 ccm 0,1 n Permanganat und etwa 10 ccm Natronlauge (Lösung 5) gegeben und 7-10 Min. auf 40° erwärmt. - Dann gibt man die Oxydationsmischung in einen wasserleeren Erlenmeyerkolben,

In der sich genau 30 cm 0,5 n Oxalsäure, 15 cm 50%ige Schwefelsäure und 5 cm Kaliangulfat auf 50° erwärmt befinden, unter lebhaftem Umschütteln hinzu und setzt darauf, dass auch in der entstehen den Schauenschicht kein Verzerrungsnat oder Braunitlocken eingeschlossen bleiben. - Dann wird sofort mit 0,1 n (0,02 n) Permanganatlösung auf stehende Rotfärbung titriert. (Sollte übertitriert sein, so kann mit 0,1 n Oxalsäure der Überschuss zurückgenommen werden). Ein Beerversuch wird sodann in gleicher Weise mit 30 cm 0,1 n KMnO₄ und 30 cm 0,5 n Oxalsäure ohne Fettalkoholabzug durchgeführt.

Werden mehr als 25 cm oder weniger als 6 cm n/10 KMnO₄ verbraucht, so ist die Fettalkohol mit einer entsprechend größeren oder kleineren Menge der Anzahlung zu wiederholen. (Ausserdem ist es empfehlenswert, zur Überstellung des Probenstückes auch bei massenhaft Hinweise eine Wiederkholung mit dem halben Fehlermaß (durchzuführen)).

Bezeichnung:

Benzin : c. 1 kg bei 20° und 100 cm³

Angegebene Menge:

30 cm Benzinfüllung 30 cm

Fettalkohol 0,1 n (= 0,02 n) Permanganatlösung

Wasser 100 cm³

Beerversuch: 0,02 n

Blindwerte: 4 cm (= 2 cm)

Reaktionsschreiber

Reaktionstyp: 10 - 6 - 3 - 1 - 5 - 3

> 3) Vorschrift zur Bestimmung von Schwefelkohlenstoff in Fettalkoholabzügen mittels salpeteriger Säure.


Grundzüge der Methode:

Die Methode beruht auf der schnellen Zersetzung und Verdampfungsgeschwindigkeit sowie Flüchtigkeit der Nitritaten der niedrigen Alkalinität und vorzugsweise des Jodatnitrits dieses in Wasser unlösliche Gas (Sdp. -12°) mit aus der Reaktionslösung



mittels eines sauerstoff-freien Stickstoffstromes durch eine gesättigte Natriumbikarbonatlösung umgesetzt in eine Vorlage von verdünnter Salzsäure und Telluriumiodidlösung vorgenommen, in der die Ver-

Seitung erfolgt:



Das hierbei freiwerdende Jod ist ein Mass für die ursprünglich vorhandene Menge Methylalkohol und wird mit Thiosulfatlösung in üblicher Weise zurücktitriert.

Für 0,0052 g CH₃OH wird 1,0 cm³ 0,1 N Na₂S₂O₃-Lösung verbraucht.

Da die Lösungen von Fettalkoholsulfat in bewegtem Wasser ~~sehr schlecht~~^{sehr langsam} schäumen, ist eine Verarbeitung des zu analysierenden Musters unerlässlich. Durch möglichst vollständige Auflösung des Fettalkoholsulfatanteils mittels Saponifikation und Verdunsten weitgehend ausgeschaltet werden.

Die Abtrennung des Methylalkoholschicht mit dem Wasser durch Destillation. Dabei verwendet wir einen Densitometralkocher¹⁾ (Schott u. Gen., Jena).

Die Apparatur zur Bestimmung²⁾ des Methylalkohols nach der Nitritester-Methode besteht (s. Zeichnung Nr. 24/79-16) aus einem Schüttelgefäß und mehreren Intensit-Waschflaschen. Das Schüttelgefäß entspricht dem bei der Bestimmung der primären Amino-Kohlenstoffgehalt gebrauchlichen Entwicklungskolben. Als Waschflaschen haben sich unten mit Glasfiltern versehenen nach F. Eder (s.c.) die "Waschflaschen für Absorption und Filtration" von H. Wetzel³⁾, die zur Bestimmung von Monooethylamin, Kohlenoxyd und Sauerstoff seit mehreren Jahren in unserer Laboratoriums praktisch sind, gut bewährt.

Ausführung der Bestimmung

Vorbereitung der Probe: 2 bis 5 cm der Fettalkoholsulfatreste werden in einem 500 cm³ fassenden Schulzahn-Kolben eingesogen und mit 20 g Renninsatz sowie 50 cm³ dest. Wasser versetzt. Das Ganze wird ~~unter ständigem Rühren~~ fast bis zur Trockne eingedampft. Das Destillat in einem 100 cm³-Zylinderglas aufgefangen und dann wird weiteres Wasser (etwa 40 cm³) in das Kolben gegeben, umgeschüttelt und in die gleiche Vorlage abdestilliert. Das Kondensat, das alles Methanol enthält, wird bis zur Marke auf 100 cm³ Wasser aufgefüllt.

1) Vgl. C. Weygand "Organisch-chem. Experimentierkunde", 2. Aufl., Leipzig, 1938 S. 106. "Vakuum-Extraktionsapparat".

2) H. Meyer, Nachweis und Bestimmung organischer Verbindungen, Springer, Berlin, 1933 S. 22.

3) Deut. Pat. Nr. 74/153 v. 31.1.1936 "Bestimmung von Ammonium in hochproz. Methylamin".

Einrichtung der Apparatur, man beschickt den Einfülltrichter (1; Zeichnung) des Schüttelgefäßes mit 10 ccm Eisessig und das Schüttelgefäß durch den Gas-Einleitungstrichter mit 50 ccm gesättigter Natriumnitritlösung. In die angeschlossene Sprühflasche gibt man durch den Trichter 15 bis 20 ccm Bikarbonatlösung. Von den folgenden Umlaufweschilaschen wird die erste mit 40 ccm 10%iger Kaliumjodidlösung, 10 ccm verdünnter Salzsäure (1:1) und 5 ccm Starke-Lösung und ihre Bürette mit 50 ccm 0,1-n Natriumthiosulfatlösung gefüllt; in die zweite - nur zur Kontrolle dienende Weschilasche - werden diese Reagentien in 10-facher Verdünnung gegeben. Der dahinter geschaltete Blasenzähler wird mit etwa 40 ccm alkalischer Permanganatlösung (50 g KMnO₄, 25 g KOH in 1 Liter H₂O) gefüllt.

Für Beginn der Analyse verneint man die Luft aus der Apparatur mit Stickstoff, der durch Chromatikurleitung geworfen wird. Danach stellt man den Säkretotstrom auf eine Verminderungsgeschwindigkeit von etwa 1/6 cm und lässt gerade soviel Eisessig in das Trichterrohr (1) des Schüttelgefäßes vorstetzen, bis der Flüssigkeitsepisiegel der Nitritlösung erreicht ist. In die Umlaufweschilasche gibt man als der Bürette soviel Thiosulfatlösung, bis die Jodlösung auf hellviolette Farbung eingestellt ist.


Während nun der Stickstoffstrom vorübergehend umgeschaltet wird (Abgasleitung), lässt man in das Schüttelgefäß nacheinander Eisessig, 5 bzw. 10 ccm der zässrigen Thiosulfatlösung und zum Nachspülen etwa 4 ccm dest. Wasser eindringen, ohne dass dabei Luft mit einströmt und bringt die mechanische Verteilungsvorrichtung in Gang und gleichzeitig Rückstellung des Säkretotstroms auf die Apparatur. Im Verlauf von etwa 1/2 Stunde wird aller entstandene Jodüberschuss vor dem Stickstoffstrom nach der Weschilasche transportiert, in der das im Proloft gesetzte Jod laufend mit der Thiosulfatlösung abgebaut wird.

Berechnung: Man denkt 2 Gramm Probenmaterial eingegeben und 5 ccm 0,1-n Natriumthiosulfatlösung verbraucht, so enthält das Muster

$$\frac{100 + 0,0032}{20} \cdot 5 \cdot 100 = 3,2 \text{ b/a \% Methyldiphenol.}$$

1000014

Größe: Waschbecken für Absorption und Filtration.



1000014